置き型手すり

入職して約4ヶ月と数日経ったところですが、まだま だ覚えることが沢山あり、日々勉強の毎日です。

先日3種類の置き型手すりを組み立てる機会がありました。その際、初めての商品だったため、じっくりと説明書を見ながら組み立てました。手すりを支柱に固定するねじを留める向きに迷い、良いと思った方に取り付けました。

その後、先輩スタッフに確認をしてもらったところ、「逆の向きの方が良い」とアドバイスをもらいました。 手すりをベッド脇に設置した時に、自分が取り付けた向きだとねじが隠れてしまい、メンテナンスをする際などに作業がしにくいことが理由でした。

組み立てることに精一杯で、納品した後のこと、メン テナンスをする時のことまで考えていませんでした。ど んな時でも、どんな商品でも、納品した後にどう使うの

か、どんなことが起こるのかを日 頃から考えないといけないなと感 じました。(2024年5月)

